



Systemes de Garrots

Garrots avec brassards et accessoires

/ Tourniquet Touch TT20 / TT15



Le Tourniquet Touch est un garrot chirurgical électrique. Il régule la pression d'un brassard qui occlut temporairement la circulation sanguine du membre supérieur ou inférieur d'un patient afin d'obtenir un champ exsangue. Des innovations telles que les boutons à choix rapide et le système d'alarme spécifique simplifient l'utilisation de l'appareil et assurent la sécurité du patient. L'interface du système est fiable et intuitive et permet une maintenance facile pour l'ingénieur biomédical (calibration, auto-test, test de fuite). La batterie intégrée lithium-ion permet une autonomie d'environ 8 h.

Tourniquet Touch TT20 avec 2 canaux

Pour utilisation avec brassard simple, 2 brassards simples ou brassard double.

Tourniquet Touch TT15 avec canal de brassard et canal d'irrigation

Pour utilisation avec brassard simple et manchette à pression.

Informations
pour
commander

Tourniquet Touch TT20 / Avec tube de connexion spiralé de 3.0 m (bleu et rouge), 100 - 240 VAC, hauteur 186 mm, largeur 263 mm, profondeur 226 mm, 4.5 kg

REF	Box
-----	-----

01-20-000	1
-----------	---

Tourniquet Touch TT15 / Avec tube de connexion spiralé de 3.0 m (bleu et noir), 100 - 240 VAC, hauteur 186 mm, largeur 263 mm, profondeur 226 mm, 4.5 kg

REF	Box
-----	-----

01-15-000	1
-----------	---

Support mobile avec panier / 4 roulettes avec frein (2 roulettes ESD), hauteur 939 mm, largeur 400 mm, profondeur 400 mm, 8.2 kg

REF	Box
-----	-----

01-00-100	1
-----------	---

Information
supplémentaire



Vidéos d'application



Brochure

/ Tourniquet Dispo Cuff

Brassard de garrot, pour usage unique



Le Tourniquet Dispo Cuff est un brassard stérile à usage unique, particulièrement adapté aux procédures contaminées, qui prévient les infections nosocomiales. Le brassard est disponible en forme droite (pour les extrémités supérieures de petite ou moyenne taille) et en forme conique (principalement pour les extrémités inférieures de forme conique) ainsi qu'en différentes tailles, qui sont codées par couleur pour une sélection optimale du brassard en fonction du patient.



Informations
pour
commander

Tourniquet Dispo Cuff / Brassard simple, usage unique, stérile

Longueur	Largeur	Couleur	Simple port	Double port	Box
20 cm	5 cm	-	REF 20-34-700SLZ-1	REF 20-36-700SLZ-1	10
30 cm	6 cm		REF 20-34-710SLZ-1	REF 20-36-710SLZ-1	10
35 cm	8 cm		REF 20-34-711SLZ-1	REF 20-36-711SLZ-1	10
46 cm	10 cm		REF 20-34-712SLZ-1	REF 20-36-712SLZ-1	10
46 cm	12 cm		REF 20-34-715SLZ-1*	REF 20-36-715SLZ-1*	10
61 cm	12 cm		REF 20-34-722SLZ-1*	REF 20-36-722SLZ-1*	10
76 cm	12 cm		REF 20-34-727SLZ-1*	REF 20-36-727SLZ-1*	10
86 cm	12 cm		REF 20-34-728SLZ-1*	REF 20-36-728SLZ-1*	10
107 cm	12 cm		REF 20-34-729SLZ-1*	REF 20-36-729SLZ-1*	10

Tourniquet Dispo Cuff / Brassard double, usage unique, stérile

Longueur	Largeur	Couleur	REF	Box
30 cm	12 cm		20-30-710SLZ-1	10
46 cm	15 cm		20-30-712SLZ-1	10
61 cm	15 cm		20-30-722SLZ-1	10

*Forme conique

Tube d'extension / Usage unique, stérile

Longueur	REF	Box
100 cm	20-39-100-1	5

Information
supplémentaire



Utilisation sur bras



Utilisation sur jambe



Brochure

/ Tourniquet Wipe Cuff

Brassard de garrot, réutilisable en désinfection manuelle par essuyage



Le Tourniquet Wipe Cuff est un brassard de garrot réutilisable, fabriqué en matériau durable, adapté à une utilisation répétée après une désinfection par essuyage. Le brassard est disponible en forme droite (pour les extrémités supérieures de petite ou moyenne taille) et en forme conique (principalement pour les extrémités inférieures de forme conique) ainsi qu'en différentes tailles, qui sont codées par couleur pour une sélection optimale du brassard en fonction du patient. Le code UDI et le numéro de série permettent la traçabilité du produit et le suivi des utilisations.



Informations
pour
commander

Tourniquet Wipe Cuff / Brassard simple, réutilisable

Longueur	Largeur	Couleur	REF	Box
20 cm	7 cm		20-75-700	1
30 cm	8 cm		20-75-710	1
35 cm	8 cm		20-75-711	1
46 cm	10 cm		20-75-712	1
46 cm	12 cm		20-75-715*	1
61 cm	12 cm		20-75-722*	1
76 cm	12 cm		20-75-727*	1
86 cm	12 cm		20-75-728*	1
107 cm	12 cm		20-75-729*	1

Tourniquet Wipe Cuff / Brassard double, réutilisable

Longueur	Largeur	Couleur	REF	Box
30 cm	12 cm		20-77-710	1
46 cm	15 cm		20-77-712	1
61 cm	15 cm		20-77-722	1

*Forme conique

Information
supplémentaire



Utilisation sur bras



Utilisation sur jambe



Brochure

/ Tourniquet Silicone Cuff

Brassard de garrot, réutilisable par retraitement en machine



Tourniquet Silicone Cuff est un brassard de garrot réutilisable, fabriqué dans un matériau durable et résistant, qui convient à un usage répété après stérilisation à la vapeur par autoclave à une température de 134°C pendant 5 minutes. Le brassard est disponible en forme droite (pour les extrémités supérieures de petite ou moyenne taille) et en forme conique (principalement pour les extrémités inférieures de forme conique) ainsi qu'en différentes tailles, qui sont codées par couleur pour une sélection optimale du brassard en fonction du patient. Le code UDI et le numéro de série permettent la traçabilité du produit et le suivi des utilisations.



Informations
pour
commander

Tourniquet Silicone Cuff / Brassard simple, réutilisable, autoclavable

Longueur	Largeur	Couleur	REF	Box
20 cm	2.5 cm	-	20-64-700	1
30 cm	4.5 cm	■	20-64-710	1
35 cm	7 cm	■	20-64-611	1
46 cm	8.5 cm	■	20-64-612	1
46 cm	11 cm	■	20-64-512*	1
61 cm	11 cm	■	20-64-522*	1
76 cm	11 cm	■	20-64-527*	1
86 cm	11 cm	■	20-64-528*	1

Tourniquet Silicone Cuff / Brassard double, réutilisable, autoclavable

Longueur	Largeur	Couleur	REF	Box
30 cm	8 cm	■	20-60-710	1
46 cm	12.5 cm	■	20-60-712	1
61 cm	12.5 cm	■	20-60-722	1

*Forme conique

Bouchon / Pour Tourniquet Silicone Cuff, réutilisable

REF	Box
22-60-111	5

Information
supplémentaire



Utilisation sur bras



Utilisation sur jambe



Brochure

/ Bande de mesure


Pour la sélection des brassards de garrot VBM

- Code couleur, pour une identification facile de la sélection des brassards

Informations
pour
commander

Bande de mesure / Usage unique

REF	Box
20-95-222	50



/ Tourniquet Sleeve


Pour la protection du patient

- Protège les tissus mous sous le brassard
- Réduit le froissement, le pincement et le cisaillement des tissus mous

Informations
pour
commander

Tourniquet Sleeve / Usage unique

Membre	Couleur	Emballage propre	Emballage stérile	Box
13 - 18 cm		REF 23-00-700	REF 23-00-700-1	10
18 - 27 cm		REF 23-00-710	REF 23-00-710-1	10
25 - 32 cm		REF 23-00-711	REF 23-00-711-1	10
32 - 43 cm		REF 23-00-712	REF 23-00-712-1	10
43 - 57 cm		REF 23-00-722	REF 23-00-722-1	10
57 - 69 cm		REF 23-00-727	REF 23-00-727-1	10
69 - 79 cm		REF 23-00-728	REF 23-00-728-1	10
79 - 100 cm		REF 23-00-729	REF 23-00-729-1	10



/ Tourniquet Drape


Pour la protection du patient

- Isole le brassard du champ stérile
- Protège contre l'accumulation de liquide sous le brassard et protège le patient de brûlures associées à la préparation de la peau

Informations
pour
commander

Tourniquet Drape / Usage unique

Membre	Emballage propre	Box	Emballage stérile	Box
18 - 45 cm	REF 24-00-100	40	REF 24-00-100-1	10
40 - 80 cm	REF 24-00-200	40	REF 24-00-200-1	10



/ Cuff Cover

Pour la protection des brassards

- Protège le brassard des salissures

Informations
pour
commander

Cuff Cover / Usage unique

Membre	Taille	Emballage propre	Emballage stérile	Box
18-43 cm	Petit	REF 20-11-111	REF 20-11-111-1	50
40-61cm	Moyen	REF 20-11-333	REF 20-11-333-1	50
58-81 cm	Grand	REF 20-11-222	REF 20-11-222-1	50



/ Bandes d'Esmarch

Pour l'exsanguination

- Disponible en 4 tailles
- Fabriquée en caoutchouc synthétique, sans poudre, ni talc afin de prévenir les réactions allergiques
- Surface crantée permettant une bonne accroche
- Propriétés élastiques pour faciliter la pose
- Robuste et résistante au déchirement


Informations
pour
commander

Bande d'Esmarch / Usage unique, emballage stérile, couleur : bleu clair

Largeur	Longueur	REF	Box
6 cm	365 cm	20-21-060-1	10
8 cm	365 cm	20-21-080-1	10
10 cm	365 cm	20-21-100-1	10
15 cm	365 cm	20-21-150-1	10

Bandes d'Esmarch / Réutilisable, autoclavable, couleur : bleu foncé

Largeur	Longueur	REF	Box
6 cm	500 cm	20-20-060	5
8 cm	500 cm	20-20-080	5
10 cm	500 cm	20-20-100	5
15 cm	500 cm	20-20-150	5



/ Brassard roulant


Pour l'exsanguination

- Pour une exsanguination rapide et aisée en quelques secondes
- Système d'exsanguination gonflable unique et exclusif
- 100% silicone de qualité médicale
- Procédure rapide et efficace
- Gamme complète de tailles disponibles

Informations
pour
commander

Brassard roulant / Réutilisable

Taille Membre	Couleur	REF	Box
2 26-33 cm		21-95-712	1
3 31-40 cm		21-95-719	1
4 38-49 cm		21-95-722	1
5 47-60 cm		21-95-727	1
6 58-70 cm		21-95-729	1



/ Manchettes à pression

Administration de grands volumes de fluide pour l'irrigation du champ opératoire



Classic Infusor

Avec fermeture éclair, permet l'insertion de différentes configurations de poches de fluide.



Clear Infusor

Transparent, avec vue à 360° sur la poche et le niveau de liquide.



Dispo Infusor

Avec crochet, pour une fixation facile de la plupart des configurations de poches de fluide.

Informations
pour
commander

Classic Infusor / Réutilisable

Version	3000 / 5000 ml	Box
Avec poire de gonflage, robinet à trois voies et manomètre	REF 58-08-300	1
Avec connexion Luer Lock	REF 58-01-300	1



Vidéos d'application



Brochure

500 ml et 1000 ml disponibles sur demande.

Clear Infusor / Réutilisable

Version	3000 ml	Box
Avec poire de gonflage, robinet à trois voies et manomètre	REF 57-08-300	1
Avec connexion Luer Lock	REF 57-01-300	1



Vidéos d'application



Brochure

500 ml et 1000 ml disponibles sur demande.

Dispo Infusor / Patient unique

Version	3000 ml	Box
Avec poire de gonflage, robinet à trois voies et indicateur de pression à code couleur	REF 56-02-300	5
Avec connexion Luer Lock	REF 56-01-300	5



Vidéos d'application



Brochure

500 ml et 1000 ml disponibles sur demande.

/ Garrot manuel



Le garrot manuel est un garrot actionné manuellement. Le brassard bloque temporairement le flux sanguin du membre supérieur ou inférieur afin de créer un champ opératoire exsangue.

La poire de gonflage avec manomètre permet un fonctionnement autonome sans électricité et sans alimentation en air comprimé.

Informations
pour
commander

Garrot manuel / Poire de gonflage avec manomètre, plage de pression max. 600 mmHg

Avec tube bleu de connexion spiralé et raccord « positive locking » (PLC)

Avec tube rouge de connexion spiralé et raccord « positive locking » (PLC) **Box**

REF 20-18-601

REF 20-18-602

1

Information
supplémentaire



Vous trouverez notre gamme complète sur www.vbm-medical.de

Vous trouverez ici notre médiathèque avec des informations supplémentaires telles que des vidéos d'application, des brochures, des flyer, etc.

Les dispositifs médicaux dans ce document publicitaire sont fabriqués sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Les dispositifs médicaux dans ce document publicitaire ne contiennent aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.

VBM *Medizintechnik GmbH*

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Suivez-nous sur :



CE / CE 0123

FLY016_3.0_FR