

LÖWENSTEIN
medical



LUISA



Accessoires

With people in mind



Sacoche
LMT 31010



Sac mobilité
LMT 31554



Sac d'accessoires
LMT 31440

Chariot 2.0
hôpital*
pour type d'appareil
LM150TD

Hôpital
LMT 31370
Homecare
LMT 31360



Kit plaque d'appareil
pour chariot 2.0
pour type d'appareil LM150TD
LMT 31359



Kit plaque de chariot 2.0
pour type d'appareil LM150TD
LMT 31371




Support mural
pour rail ISO
LMT 31368



Kit de fixation
bouteille oxygène
pour chariot 2.0
LMT 31352



Support pour bloc
d'alimentation
pour chariot 2.0
LMT 31351



Potence poche à eau
pour chariot 2.0
LMT 31353



Bras circuit patient
pour chariot 2.0
LMT 31354



VENTIremote alarm
pour LUISA
câble 10 m LMT 31560
câble 30 m LMT 31570



Câble, appel infirmière
pour LUISA
câble 10 m LMT 31510
câble 30 m LMT 31520



Set de 12 filtres fins
WM 29652



Set de 2 filtres à grosses
particules
WM 29928



Connecteur
d'oxygène
WM 30669



Cellule de mesure FiO_2
LMT 31502



Humidificateur
AIRcon Gen2
LMT 101200



Humidificateur
AIRNIVA**
LMT 101500

SANS IMAGE

Adaptateur de fil chauffant

LMT 100929
LMT 100942

Sonde de température,
160 cm
LMT 100910

* La figure montre la variante Clinique.

** AIRniva a trois modes de fonctionnement différents : NHW (Non Heated Wire) : Fonctionnement sans fil chauffant ni sonde de température, HWC (Heated Wire Calculated) : Fonctionnement avec fil chauffant mais sans sonde de température, HWT (Heated Wire Temperature) : Fonctionnement avec fil chauffant et sonde de température.



**Filtre à bactéries et à virus
Teleflex Iso-Gard**
(filtre du système respiratoire)

WM 27591



WILAsilent
fuite intentionnelle

WM 27589



Embout buccal pour MPV

WM 27646



**Set, cache du bloc
respiratoire**

LMT 15986



**Bloc respiratoire,
autoclavable**

LMT 31413



**Bloc respiratoire
à usage unique**

LMT 31404



**Chargeur
pour batterie externe**

LMT 31594



Batterie externe

LMT 31540



Bloc d'alimentation

LMT 31569



Câble COM
pour les moniteurs IntelliVue
de Philips

LMT 31578



Capteur de SpO₂

Taille S
Taille M
Taille L

LMT 31580
LMT 31396
LMT 31388



**Câble de connexion Xpod
Capteur SpO₂**

LMT 31593



Clé USB-C

LMT 31414



Set de USB-Modem LMT 31763

composé de:
- Modem USB LMT 31764
- Câble pour modem USB LMT 32728
- Support pour modem LMT 31761



prismaTS
CD-ROM avec logiciel

LMT 93331

LUISA App

L'application LUISA est idéale pour surveiller la ventilation à tout moment. L'application fournit les informations les plus importantes transmises par le ventilateur, par exemple les valeurs réelles et définies, le voyant de batterie ou les indications relatives aux intervalles de maintenance.

Elle est disponible pour iOS et Android.





Circuit patient à valve double branche
22 mm Ø

LMT 31581



Circuit patient à valve double branche
15 mm Ø

LMT 31577



Circuit patient à valve double branche, chauffé (i+e)
chambre de remplissage automatique,
150 cm + 60 cm, 22 mm Ø

LMT 31583



Circuit patient à valve double branche, chauffé (i+e)
chambre de remplissage automatique,
150 cm + 60 cm, 15 mm Ø

LMT 31582



Circuit patient à valve double branche, chauffé (i+e),
chambre de remplissage automatique,
150 cm + 60 cm, 10 mm Ø

LMT 31386



Circuit patient à valve simple branche
22 mm Ø

LMT 31382



Circuit patient à valve simple branche
15 mm Ø

LMT 31383



Circuit patient à valve simple branche, chauffé (i),
chambre de remplissage automatique,
150 cm + 60 cm, 22 mm Ø

LMT 31385



Circuit patient à valve simple branche chauffé (i),
chambre de remplissage automatique,
150 cm + 60 cm, 15 mm Ø

LMT 31384



Tuyau respiratoire,
22 mm Ø, noir

WM 23962



Tuyau respiratoire,
22 mm Ø, autoclavable

WM 24667



Tuyau respiratoire,
15 mm Ø

WM 29988



Tuyau respiratoire, chauffé (i), chambre de remplissage automatique,
150 cm + 60 cm, 22 mm Ø

WM 271705



Tuyau respiratoire, chauffé (i), chambre de remplissage automatique,
150 cm + 60 cm, 15 mm Ø

WM 271704



Tuyau respiratoire,
pour la ventilation par embout buccal,
15 mm Ø

LMT 27651



Kit complet 90° adaptateur de circuit

LMT 15984



Canule nasale pour OHD, adulte

Taille S (orange)
Taille M (bleu)
Taille L (vert)



LMT 29754
LMT 29755
LMT 29756



Canule nasale pour OHD, pédiatrique

Taille S (jaune)
Taille M (violet)
Taille L (vert)



LMT 29751
LMT 29752
LMT 29753



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40
22525 Hamburg, Allemagne

Ventes + Service
Löwenstein Medical France
6, Rue de l'Aulnaye-Dracourt
91300 Massy, France
T. +33 (0)1 69 35 53 20
france@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

Ventes + Service
Löwenstein Medical Schweiz
Seestrasse 14b
5432 Neuenhof, Suisse
T. +41 (0)56 4 16 41 26
F. +41 (0)56 4 16 41 21
info@loewensteinmedical.ch
loewensteinmedical.com

Maison mère
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Allemagne
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

