



Coussins de positionnement
Votre partenaire au bloc opératoire



A Sense of Company

Forte plus de de 95 ans d'expérience, l'entreprise SCHMITZ a su se hisser parmi les premiers fabricants de produits médico-techniques au niveau international.

Dans cette entreprise familiale, la tradition est une véritable vocation. En moyenne, nos collaborateurs sont au service de l'entreprise depuis 18 ans, prouvant leur attachement à nos valeurs et à la philosophie de l'entreprise.

En 2012, Friedrich et Matthias Schmitz, représentant la 4^e génération, ont repris les rênes de l'entreprise.

Nous nous revendiquons comme une entreprise allemande et sommes bien ancrés dans notre région d'origine. Nous développons et produisons ici.

Nous travaillons avec des fournisseurs à 90 % allemands et provenant à 60 % de la région.

Made in Germany



'La transmission à la nouvelle génération a toujours été et restera toujours un grand événement chez nous.'



A Sense of Care

Nous comprenons les besoins de nos clients ; nous proposons donc des services et les réalisons en ayant à cœur de les satisfaire au mieux. Depuis le conseil jusqu'à la mise en place en passant par la planification.


Ce que vous pouvez attendre de nos produits : un bon retour sur investissement de par une longue durée de vie.

Mais ce n'est pas tout : un concept de service bien pensé et un accompagnement après achat très complet. Dès le début, SCHMITZ se tient à vos côtés en tant que partenaire.

Service d'assistance technique client

tél. +49 (0)2377 84 549

service@schmitz-medical.com



SCHMITZ – représenté partout dans le monde





DIAMOND® et OPX mobilis® CE^{MD} **Coussins de positionnement**


Une installation idéale permet d'accéder au mieux au patient lors d'interventions chirurgicales.

La sécurité est une condition incontournable pour le succès de l'opération ; elle permet en outre de limiter les risques pour le patient.



Coussins de positionnement C€^{MD}

N° modèle Description




101.0327.0 KGEL Lateral positioner 700 x 500 x 170*
permet le positionnement latéral sûr, soulage l'épaule et protège les nerfs, s'utilise lors d'intervention aux hanches, de l'épaule et des reins, 700 x 500 x 170 mm (l x P x H).



101.0328.0 Heel rest - pair 180 x 100 x 70*
Le tendon d'Achille est maintenu et la pression est efficacement éliminée du talon pendant les opérations de longue durée, 180 x 100 x 70 mm (l x P x H).



101.0329.0 Horseshoe head pad ADULT 200 x 70 x 50*
ouvert, taille adultes, stabilise et protège la tête du patient pendant des opérations en position latérale, Ø 200 x 50 mm.



101.0331.0 Horseshoe head pad PEDIATRIC 140 x 70 x 30*
ouvert, taille adolescents, stabilise et protège la tête du patient pendant des opérations en position latérale, Ø 140 x 30 mm.



101.0332.0 Donut head pad ADULT 200 x 70 x 50 *
fermé, taille adultes, stabilise et protège la tête et les oreilles du patient pendant des opérations en décubitus dorsal, Ø 200 x 50 mm.

N° modèle Description



101.0333.0 Donut head pad PEDIATRIC 140 × 70 × 30*
fermé, taille adolescents, stabilise et protège la tête et les oreilles du patient pendant des opérations en décubitus dorsal, Ø 140 × 30 mm.



101.0334.0 Ventral position head pad 280 × 240 × 140*
taille adultes, forme anatomique, pour le positionnement de la tête avec la face en bas, découpes latérales permettent le passage des tubes endo-trachéaux, 280 × 240 × 140 mm (l × P × H).



101.0336.0 Donut head pad NEONATAL 80 × 30 × 20*
fermé, taille néonataux pédiatrique, stabilise et protège la tête et les oreilles du patient pendant des opérations en décubitus dorsal, Ø 80 × 20 mm.



101.0355.0 Gel coussin position ventrale*
élimine la pression sur l'abdomen et facilite la ventilation et la circulation lors de longues interventions en décubitus ventral, 1.115 × 520 × 140 mm.


Coussins de positionnement C€^{MD}



N° modèle Description

101.0353.0 Operating table overlay 1200 × 500 × 13*
1.200 × 500 × 13 mm.

101.0354.0 Operating table overlay 1800 × 500 × 13*
(sans ill.) 1.800 × 500 × 13 mm.



101.0339.0 Chest roll 500 × 150 × 100*
taille adultes, 500 × 150 × 100 mm.



101.0346.0 Patient positioners - SMALL 330 × 70 × 50*
330 × 70 × 50 mm.

101.0347.0 Patient positioners - MEDIUM 250 × 120 × 50*
250 × 120 × 50 mm.

101.0348.0 Patient positioners - LARGE 330 × 120 × 60*
330 × 120 × 60 mm.




N° modèle Description

101.0344.0 Sacrum support 440 × 420 × 30*
conçu pour fournir un appui dans les positions dorsale et de lithotomie, taille adultes, 440 × 420 × 30 mm.



101.0211.0 Coussin
coussin en mousse rembourrée, antistatique, semi-circulaire, 240 × 120 × 475 mm (l x H x L).



101.0208.0 Double traversin*
pour le positionnement du patient en décubitus dorsal, diminue les risques de paralysie du plexus et stabilise le positionnement de la tête, 440 × 500 × 100 mm (l x P x H).

Coussins de positionnement C€^{MD}

N° modèle Description



101.0352.0 Tunnel Pad with Kgel protection 640 × 460 × 200*
pour placer les jambes en position latérale,
taille adultes, 640 × 460 × 200 mm.



101.0341.0 CONTOURED ARMBORD PAD 500 × 150 × 40*
taille adultes, 500 × 150 × 40 mm.

101.0342.0 CONTOURED ARMBORD PAD 400 × 150 × 40*
(sans ill.) taille adolescents, 400 × 150 × 40 mm.

101.0337.0 Dorsal head pad 290 × 285 × 70*
(sans ill.) forme ergonomique permettant la position adéquate
de la tête en chirurgie ophtalmologique et autres
interventions en décubitus dorsal, taille adultes,
290 × 285 × 70 mm.

101.0338.0 Cale-tête position dorsale en gel*
(sans ill.) comme 101.0337.0, taille adolescents
pour interventions en décubitus dorsal,
275 × 230 × 65 mm.



N° modèle	Description
101.0015.0	Coussin matelassé* pour opérations des disques intervertébraux; en deux parties pour l'adaptation individuelle à la taille du patient, radiotransparent, antistatique. Coussin thoracique : 500 × 250 × 160 mm (L x P x H) Coussin pelvien : 500 × 340 × 160 mm (L x P x H).



Coussins de positionnement C€^{MD}

N° modèle	Description
101.0749.0 (sans ill.)	Matelas immobilisateur à dépression, standard* convenant à toutes les interventions chirurgicales standard en position dorsale nécessitant une installation stable du patient. Décharge de pression optimale grâce à un garnissage MicroSpace avec surface quasiment entièrement lisse, tapis antidérapant inclus. 2.000 mm x 1.000 mm (L x l)
101.0549.0	Matelas immobilisateur à dépression, SigmaLap* convenant aux sigmoïdectomies par coelioscopie, permet d'installer le patient en position de lithotomie avec bras le long du corps et tête en position basse extrême. Décharge de pression optimale grâce à un garnissage MicroSpace avec surface quasiment entièrement lisse, tapis antidérapant inclus. 1.250 mm x 750/1.000 mm (L x l)





‘ Une entreprise forte, sur laquelle on peut compter – compétente, sincère, loyale et fiable. ’

Ces valeurs se reflètent dans nos produits et leur qualité. Une combinaison de durabilité, de technologie de pointe qui fait référence et un design attrayant.

L’innovation, c’est une tradition chez nous. Depuis plus de 95 ans, nous développons et produisons des produits de technologie médicale auxquels les médecins et les patients du monde entier font confiance.

Nos produits sont créés en étroite collaboration avec des professionnels de la santé et grâce à l’expertise et à la passion de nos collaborateurs.

Grâce à un développement constant et à nos exigences élevées en matière de qualité et de fonctionnalité, SCHMITZ occupe une position de leader sur le marché avec ses produits et ses services.

SCHMITZ – votre partenaire pour la technique médicale dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.





Fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie



Fauteuils d'examen et de traitement pour l'urologie



Vidéocolposcope Full HD intégré et mobile



Concept modulaire de soins et de collecte



Mobilier médical à usage général



SCHMITZ Care® Connect



reddot award 2017
winner





Contact

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)



Tous les dispositifs portant le marquage CE des dispositifs médicaux, en lien avec nos accessoires, se conforment aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ainsi qu'aux exigences de la loi portant modification de la loi sur les dispositifs médicaux, et sont considérés comme des dispositifs médicaux de la classe de risque I.



Tous les dispositifs portant le simple marquage CE se conforment aux exigences de la Directive basse tension 2014/35/UE ainsi qu'à celles de l'Ordonnance sur le matériel électrique.

Pour connaître les utilisations prévues, veuillez également vous référer aux instructions d'utilisation !

tél. +49 (0)2377 84 0

téléc. +49 (0)2377 84 162

zentrale@schmitz-medical.com

Département des exportations :

tél. +49 (0)2377 84 0

téléc. +49 (0)2377 84 135

export@schmitz-medical.com

Service technique, hotline :

tél. +49 (0)2377 84 549

téléc. +49 (0)2377 84 210

service@schmitz-medical.com

Visitez notre site internet pour plus d'informations concernant nos agences à l'étranger.

www.schmitz-medical.com



* Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM.

Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimes variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles. Les positions de patient présentées dans ce catalogue ne sont qu'exemplaires et ne prétendent pas à l'exactitude et/ou à l'exhaustivité des accessoires, veuillez dans tous les cas respecter les instructions d'utilisation. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis.
Prix forfaitaire 2,50 Euro