

Votre partenaire  
pour le transport des patients



## A Sense of Company

Forte plus de 95 ans d'expérience, l'entreprise SCHMITZ a su se hisser parmi les premiers fabricants de produits médico-techniques au niveau international.

Dans cette entreprise familiale, la tradition est une véritable vocation. En moyenne, nos collaborateurs sont au service de l'entreprise depuis 18 ans, prouvant leur attachement à nos valeurs et à la philosophie de l'entreprise.

En 2012, Friedrich et Matthias Schmitz, représentant la 4e génération, ont repris les rênes de l'entreprise.

Nous nous revendiquons comme une entreprise allemande et sommes bien ancrés dans notre région d'origine. Nous développons et produisons ici.

Nous travaillons avec des fournisseurs à 90 % allemands et provenant à 60 % de la région.

## Made in Germany



---

*'La transmission à la nouvelle génération a toujours été et restera toujours un grand événement chez nous.'*



## **A Sense of Care**

Nous comprenons les besoins de nos clients ; nous proposons donc des services et les réalisons en ayant à cœur de les satisfaire au mieux. Depuis le conseil jusqu'à la mise en place en passant par la planification.

Ce que vous pouvez attendre de nos produits : un bon retour sur investissement de par une longue durée de vie.


Mais ce n'est pas tout : un concept de service bien pensé et un accompagnement après achat très complet. Dès le début, SCHMITZ se tient à vos côtés en tant que partenaire.

### **Service d'assistance technique client**

tél. +49 (0)2377 84 549

[service@schmitz-medical.com](mailto:service@schmitz-medical.com)





## SCHMITZ – représenté partout dans le monde







**STL 285 C€<sup>MD</sup>****Pour les transports internes de patients**

Léger, donc particulièrement mobile, et grâce à sa 5ème roue directionnelle (optionnelle), le STL 285 se manœuvre sans difficulté. La sûreté de son positionnement est garantie par le blocage central des roues utilisable facilement de tous côtés. Le design bien pensé des parties inférieures et supérieures avec surfaces fermées simplifie considérablement le nettoyage. Ce système de transport de patients, particulièrement économique, est d'une utilisation très simple. En plus, le STL peut être équipé de notre vaste programme d'accessoires complémentaires.

**Tige porte-sérum**

Grande zone de réglage, blocage facile. A insérer aux 4 angles du chariot. Hauteur télescopique au maximum : env. 1.050 mm au-dessus du plateau.

**Hauteur de montée basse de 550 mm**

Confortable pour le malade et le personnel.

**Haute capacité de charge**

Charge maximale d'utilisation de 300 kg.

**Matelas**

Avec fixation au moyen d'un gel autocollant au dos.

**Poignée de manœuvre**

D'une pièce, à manier d'une main.

**Mobilité**

Légère, quatre grandes roulettes pour une manœuvrabilité optimale, dont une avec blocage directionnel. 5ème roulette disponible en option.



**reddot award**  
winner



**STL 285 C€<sup>IMD</sup>****Le chariot brancard standard****Design**

Les revêtements élégants et bien arrondis en font non seulement un produit esthétique, mais contribuent aussi à une hygiène optimale.

**Barrières latérales**

Très faciles et sûres d'utilisation. Exécution robuste et hygiénique. Escamotables au-dessous du niveau du matelas.

**Utilisation**

Les réglages Montée/Descente et Déclive/Proclive peuvent être actionnés des deux côtés. Blocage central des 4 roulettes et d'une roulette directionnelle commandé de chacun des 4 angles du STL.

**Hygiène**

Nettoyage optimal et parfaite désinfection grâce aux surfaces fermées du châssis et du cadre de la partie supérieure (revêtements en matière plastique). Barrières latérales sans recoin mal accessible. Revêtement antimicrobien pour les parties particulièrement exposées et sollicitées.

**Un concept d'utilisation qui se passe d'explication**

Immédiatement prêt à l'emploi du fait d'une utilisation ultra simple et polyvalente.

**Des accessoires adaptés aux situations rencontrées au quotidien**

Paré à toute éventualité grâce à ses accessoires variés disponibles en option.



Chiot brancard STL 285.1000.1 avec accessoires 285.0550.1, 207.1300.0, 207.1420.0, 207.1350.0 et 207.1470.0

STL 285 C€<sup>IMD</sup>

## Équipement de base

| N° modèle                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>285.1000.1</b>                | <b>Chariot-brancard STL</b><br>Châssis avec revêtement en matière plastique gris argenté, avec 4 roulettes uniques, avec roulements à billes de précision, diamètre 200 mm, dont 2 antistatiques et une avec blocage directionnel. Leviers à pédale pour blocage central, blocage directionnel et multidirectionnel. Pompe à pédale pour les réglages hydrauliques : 1 pédale pour le levage du plateau, 2 pédales pour l'abaissement du plateau ou les réglages Déclive/Proclive. Avec prise d'équipotentialité. Plateau en deux parties, sans matelas. Réglage continu du dossier jusqu'à max. 90° par vérins à gaz. Poignée de manœuvre située à la tête, thermolaquée en orangé sang RAL 2002. Les barrières latérales sont escamotables au-dessous du plateau et thermolaquées en gris/orangé sang. 4 disques de protection pare-choc.<br><b>Charge d'utilisation max. : 300 kg.</b> |
| <b>285.0500.1</b><br>(sans ill.) | <b>STL, matelas</b><br>1.950 × 620 × 40 mm, en PU résistant, antistatique, noir, perméable aux rayons X, fixation au moyen d'un gel autocollant au dos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>285.0550.1</b>                | <b>STL, matelas</b><br>comme 285.0500.1,<br>mais 1.950 × 620 × 80 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>207.0001.0</b>                | <b>STL, matelas</b><br>comme 285.0550.1, 1.950 × 620 × 80 mm, en matériau de rembourrage SAF résistant avec effet mémoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**Veuillez également noter le  
matelas glissant pour la STL, SVP voir page 17 !**





**STL 285 C€<sup>IMD</sup>****Fonctions de réglage et dimensions :**


|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Réglage en hauteur <sup>1</sup>        | 550 – 870 mm<br>par pédale |
| Déclive/Proclive                       | env. 15°                   |
| Réglage du dossier                     | + 90°                      |
| Longueur totale (dimensions hors tout) | 2.160 mm                   |
| Largeur totale (dimensions hors tout)  | 760 mm                     |
| Longueur surface du plateau            | env. 1.950 mm              |
| Largeur surface du plateau             | env. 620 mm                |
| Largeur surface du plateau             | 730 mm                     |
| Espacement des colonnes télescopiques  | 1.075 mm                   |
| Diam. des roulettes                    | 200 mm                     |
| Prise d'équipotentialité               | de série                   |
| Poids env.                             | env. 100 kg                |
| Charge maximale d'utilisation          | 300 kg                     |

<sup>1</sup> sans matelas

## STL 285 C<sup>IMD</sup>

### Accessoires

| N° modèle  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207.1420.0 | <b>Poignée de manœuvre</b><br>supplémentaire, du côté pied, thermolaquée<br>en orangé sang RAL 2002.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 207.1600.0 | <b>Rail latéral</b><br>en acier inox, 455 mm de long, pour la fixation<br>des accessoires, montage du côté tête.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 207.1800.0 | <b>Fixe-corps</b><br>courroie de textile, amovible et lavable, avec<br>fermeture Velcro, pièces de fixation en acier inox.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 207.1300.0 | <b>5ème roulette</b><br>roulette supplémentaire, avec blocage directionnel,<br>Ø 100 mm, emplacement central pour une<br>manœuvrabilité optimale. Le maniement de cette<br>roulette directionnelle s'effectue au moyen de<br>la pédale de blocage central (blocage central,<br>blocage directionnel et déplacement latéral ou libre).<br>4 pédales facilement accessibles de tous côtés. |





| N° modèle | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>207.3890.2</b> | <b>Matelas glissant</b> |
|-------------------|-------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1.950 × 590 × 80 mm, en PU résistant, solide, antistatique, de couleur noire, perméable aux rayons X, matériau spécial, avec 4 poignées de chaque côté. Sécurité assurée sur le chariot-brancard grâce à des bandes d'attache sur les côtés. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le matelas glissant peut seulement être utilisé en combinaison avec la poignée de manœuvre 207.1420.0.


Excellente propriété glissante et confort optimal pour les patients :

- Travail simplifié, nécessite moins de force
- Gain de temps et réduction des coûts, la manipulation est possible par une seule personne
- Parfaitement adapté pour le transfert sur une table de radiologie
- Transfert de patients jusqu'à 300 kg
- Pas d'investissement supplémentaire, peut s'utiliser comme matelas standard

## STL 285 C€<sup>IMD</sup>

### Accessoires

| N° modèle         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>207.3000.0</b> | <b>Tablette multifonction</b><br>à utiliser comme tablette pour moniteur ou tablette d'écriture (charge maximale utilisation : 15 kg) ou comme panneau de pied, en matière plastique, gris, avec 2 courroies de textile pour moniteur, support thermolaqué RAL 9006. A fixer du côté pied du chariot. |
| <b>207.1470.0</b> | <b>Tige porte-sérum</b><br>en acier inox, partie supérieure avec 4 crochets, à insérer dans les 4 coins du chariot, étendue de réglage 650 mm, réglage par une seule main (télescope à trois niveaux).                                                                                                |
| <b>207.3200.0</b> | <b>2 Crochets</b><br>en acier inox, montage à droite et à gauche, pour la suspension de sacs à urine ou Redon.                                                                                                                                                                                        |







| N° modèle                 | Description                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207.2650.0                | <b>Coussin de tête</b><br>noir, revêtement antiglisser au dos.                                                                                                                                           |
| 207.1350.0                | <b>Revêtement ABS inférieur</b><br>emplacement de réception des affaires du patient et emplacement pour bouteille à oxygène (jusqu'à 11 litres), complètement intégrés dans le revêtement ABS inférieur. |
| 207.3990.0<br>(sans ill.) | <b>Porte-rouleau de papier</b><br>pour rouleaux de 500 mm de large.<br>(réalisable a posteriori).                                                                                                        |





**STS 282 CE<sup>MD</sup>****Système de transport de patients pour les urgences et la consultation ambulatoire**

Le système de transport STS 282 fixe de nouveaux standards de manœuvrabilité et de mobilité, d'hygiène et de design dans le domaine des urgences, de la consultation ambulatoire et des soins intensifs. Des solutions bien pensées jusqu'aux moindres détails facilitent le travail dans le quotidien des soins et dans les cas d'urgences.

**Hauteur de montée basse de 590 mm**

Confortable pour le malade et le personnel.

**Matelas**

Avec fixation au moyen d'un gel autocollant au dos.

**Poignée de manœuvre**

D'une pièce, à manier d'une main, de forme ergonomique, rabattable pour un meilleur accès au patient.

**Mobilité**

Quatre grandes roulettes et une cinquième roulette directionnelle garantissent pour le STS un déplacement en ligne droite et une manœuvrabilité facilitée et confortable. La poignée de guidage ergonomique facilite également le transport d'un patient.

**Hygiène**

Nettoyage optimal et parfaite désinfection grâce aux surfaces fermées du châssis (revêtement en matière plastique) et cadres de la partie supérieure fermés. Barrières latérales sans recoin peu accessible. Revêtement antimicrobien pour les parties particulièrement exposées et sollicitées.

**Haute capacité de charge**

Charge maximale d'utilisation de 300 kg.



**reddot** award  
winner



**STS 282 C€<sup>MD</sup>****Le chariot-brancard aux multiples talents****Barrières latérales**

Très faciles et sûres d'utilisation. Exécution robuste et hygiénique. Escamotables au-dessous du niveau de couche.

**Design**

Les revêtements élégants et bien arrondis en font non seulement un produit esthétique, mais contribuent aussi à une hygiène optimale.

**Utilisation**

Les réglages Montée/Descente et Déclive/Proclive peuvent être actionnés des deux côtés. Blocage central des 4 roulettes et de la 5ème roulette directionnelle commandé de chacun des 4 angles du STS.

**Pour nous, la sécurité du patient va de soi**

Légères, robustes et utilisables en toute sécurité, les barrières latérales offrent un haut niveau de sécurité.

**Une mobilité sans restriction**

Le chariot-brancard est doté d'un châssis silencieux et de roulettes au concept innovant offrant à l'utilisateur une parfaite maîtrise.

**Hygiène et sécurité**

Élimination quasi totale des germes grâce à des revêtements antimicrobiens aux ions d'argent : nous ne laissons aucune chance aux agents pathogènes multirésistants.

**Le chariot-brancard pensé pour le confort du patient**

Proposant un réglage idéal de la position de couchage, le chariot-brancard permet de déplacer le patient dans la position qui lui est la plus confortable.

## STS 282 C€<sup>MD</sup>

### Équipement de base

N° modèle Description



#### 282.1010.2 Chariot-brancard STS

Châssis avec revêtement en matière plastique gris argenté, avec 4 roulettes uniques, avec roulements à billes de précision, diamètre 200 mm, dont 2 anti-statiques, et une cinquième roulette de direction, diamètre 100 mm. Leviers à pédale pour blocage central, blocage directionnel et multidirectionnel. Pompe à pédale pour les réglages hydrauliques : 1 pédale pour le réglage en hauteur, 2 pédales pour l'abaissement du plateau ou les réglages Déclive/Proclive. Avec prise d'équipotentialité. Plateau en deux parties, radiotransparent, tubes longitudinaux en aluminium. Réglage continu du dossier jusqu'à max. 90° par vérins à gaz. Poignée de manœuvre rabattable située à la tête, thermolaquée en orangé sang RAL 2002. Les barrières latérales sont escamotables au-dessous du plateau et thermolaquées en gris/orangé sang. 4 disques de protection pare-choc, en plus, protection latérale contre les chocs. Tige porte-sérum en acier inox, fixé à gauche à la tête du chariot, extensible de manière continue, (télescope à 3 graduations), rabattable, avec 4 crochets. Charge d'utilisation max. : 300 kg



#### SVP, sélectionnez le revêtement de châssis que vous souhaitez !

Vous avez le choix entre un revêtement aplati, optimisé pour une utilisation de l'amplificateur de brillance, comme le montre l'image à la page 26, et un revêtement inférieur moulé avec des emplacements pour les affaires du patient et bouteille d'oxygène jusqu'à 11 litres, comme le montre l'image ici à gauche.



| N° modèle                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>282.0500.1</b><br>(sans ill.) | <b>STS, matelas</b><br>1.950 × 620 × 40 mm, en PU résistant, antistatique, noir, perméable aux rayons X, fixation au moyen d'un gel autocollant au dos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>282.0550.1</b>                | <b>STS, matelas</b><br>comme 282.0500.1,<br>mais 1.950 × 620 × 80 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>206.0001.0</b>                | <b>STS, matelas</b><br>comme 282.0550.1,<br>1.950 × 620 × 80 mm, en matériau de rembourrage SAF résistant avec effet mémoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>206.3890.2</b><br>(sans ill.) | <b>Matelas glissant</b><br>pour un transfert facile et confortable du patient, peut également être utilisé comme matelas standard, 1.950 × 590 × 80 mm, renforcé, en PU résistant, solide, antistatique, de couleur noire, perméable aux rayons X, matériau spécial qui convainc avec ses propriétés glissantes sur la face inférieure, avec 4 poignées de chaque côté. Sécurité assurée sur le chariot-brancard grâce à des bandes d'attache sur les côtés.<br><br>Le matelas glissant peut seulement être utilisé en combinaison avec la poignée de manœuvre 206.1400.0.<br><br>Pour des informations additionnelles concernant le matelas glissant, SVP voir p. 33. |





## STS 282 C<sup>MD</sup>

### Équipement de base

| N° modèle | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

#### 282.2010.2 Chariot-brancard

identique au modèle 282.1010.2, mais plateau en quatre parties et réglage mécanique des parties jambes et centrales (plicature des genoux) par vérins à gaz. L'angle d'inclinaison au niveau de la cuisse est de 52°.



**SVP, sélectionnez le revêtement de châssis que vous souhaitez !**

Vous avez le choix entre un revêtement aplati, optimisé pour une utilisation de l'amplificateur de brillance, comme le montre l'image à la page 26, et un revêtement inférieur moulé avec des emplacements pour les affaires du patient et bouteille d'oxygène jusqu'à 11 litres, comme le montre l'image ici à gauche.

#### 282.0500.1 STS, matelas

(sans ill.) 1.950 × 620 × 40 mm, en PU résistant, antistatique, noir, perméable aux rayons X, avec fixation au moyen d'un gel autocollant au dos.

#### 282.0550.1 STS, matelas

comme 282.0500.1, mais 1.950 × 620 × 80 mm.



#### 206.0001.0 STS, matelas

comme 282.0550.1, 1.950 × 620 × 80 mm, en matériau de rembourrage SAF résistant avec effet mémoire.



**STS 282 C€<sup>MD</sup>****Fonctions de réglage et dimensions**

|                                                                                           | <b>282.1010.2</b>          | <b>282.2010.2</b>          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Réglage en hauteur <sup>1</sup>                                                           | 590 – 900 mm<br>par pédale | 590 – 900 mm<br>par pédale |
| Déclive/Proclive                                                                          | env. 15°                   | env. 15°                   |
| Réglage du dossier                                                                        | + 90°                      | + 90°                      |
| Élévation des jambes                                                                      | –                          | de série                   |
| Longueur totale<br>(dimensions hors tout)                                                 | 2.160 mm                   | 2.160 mm                   |
| Largeur totale<br>(dimensions hors tout)                                                  | 765 mm                     | 765 mm                     |
| Longueur surface du plateau                                                               | env. 1.950 mm              | env. 1.950 mm              |
| Largeur surface du plateau                                                                | env. 620 mm                | env. 620 mm                |
| Longueur dossier                                                                          | 730 mm                     | 730 mm                     |
| Espacement des colonnes<br>télescopiques                                                  | 1.075 mm                   | 1.075 mm                   |
| Diam. de roulettes                                                                        | 200 mm                     | 200 mm                     |
| Tige porte-sérum extensible<br>de manière continue à 650 mm<br>téléscope à trois niveaux  | de série                   | de série                   |
| Revêtement de châssis optimisé<br>pour une utilisation de<br>l'amplificateur de brillance | de série                   | de série                   |
| Support bouteille d'oxygène :<br>pour bouteille de 11 litres max.                         | en option                  | en option                  |
| Prise d'équipotentialité                                                                  | de série                   | de série                   |
| Poids                                                                                     | env. 115 kg                | env. 120 kg                |
| Charge maximale d'utilisation                                                             | 300 kg                     | 300 kg                     |

<sup>1</sup> sans matelas

## STS 282 C€<sup>(MD)</sup>

### Accessoires

N° modèle Description



**206.1400.0 Poignée de manœuvre**  
supplémentaire, du côté pied, rabattable,  
thermolaquée en orangé sang RAL 2002  
(pas de montage ultérieur).



**206.1800.0 Fixe-corps**  
courroie de textile, amovible et lavable, avec  
fermeture Velcro, pièces de fixation en acier inox.



**206.1600.0 Rail latéral**  
en acier inox, 455 mm de long, pour la fixation  
des accessoires, montage du côté tête.  
Un respirateur avec adaptateur est à accrocher  
au rail latéral du côté tête.  
Prévoir N° modèle 206.1600.0!



**206.1610.0 Rail latéral**  
identique au modèle 206.1600.0,  
montage du côté pieds.

**206.1620.0 Rail latéral**  
identique au modèle 206.1600.0,  
montage sur le grand côté droit, à la tête.

**206.1630.0 Rail latéral**  
identique au modèle 206.1600.0,  
montage sur le grand côté gauche, à la tête.

**206.1640.0 Rail latéral**  
identique au modèle 206.1600.0,  
montage sur le grand côté droit, au pied.

**206.1650.0 Rail latéral**  
identique au modèle 206.1600.0,  
montage sur le grand côté gauche, au pied.





N° modèle Description

**206.3000.0** **Tablette multifonction**  
à utiliser comme tablette pour moniteur ou tablette d'écriture (charge maximale d'utilisation : 15 kg) ou comme panneau de pied, en matière plastique, gris, avec 2 courroies de textile pour moniteur, support thermolaqué RAL 9006. A poser du côté pieds du chariot.



**206.1460.0** **Tige porte-sérum avec poignée de manœuvre**  
supplémentaire, du côté pieds, extensible de manière continue par 650 mm, (télescope à trois niveaux) et rabattable, avec 4 crochets, en acier inox (pas de montage ultérieur).

**206.1470.0** **Tige porte-sérum**  
en acier inox, partie supérieure avec 4 crochets, à insérer dans les 4 coins du chariot, étendue de réglage 650 mm, réglage par une seule main. (télescope à trois niveaux)

## STS 282 C<sup>MD</sup>

### Accessoires

| N° modèle  | Description                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206.2650.0 | <b>Coussin de tête</b><br>noir, revêtement antiglisse au dos.                                                                                                     |
| 206.5500.0 | <b>Planche de réanimation C<sup>MD</sup></b><br>600 × 390 (l × L)<br>en matériel Trespa, 8 mm d'épaisseur, blanc.                                                 |
| 206.2850.0 | <b>Logement pour les cassettes radiographiques</b><br>en acier inox, seulement pour modèle 282.1010.2.<br>(pas de montage ultérieur)                              |
| 206.2820.0 | <b>Passe-cassettes radiographiques</b><br>pour cassettes radio de 350 × 430 mm au maximum, barre télescopique en acier inox, avec repère de la position correcte. |
| 206.3200.0 | <b>2 Crochets</b><br>en acier inox, montage à droite et à gauche, pour la suspension de poches de drainage (redon) ou d'urine.                                    |





N° modèle Description

**206.3890.2 Matelas glissant**

1.950 × 590 × 80 mm, en PU résistant, solide, antistatique, de couleur noire, perméable aux rayons X, matériau spécial, avec 4 poignées de chaque côté. Sécurité assurée sur le chariot-brancard grâce à des bandes d'attache sur les côtés.

Le matelas glissant peut seulement être utilisé avec le modèle STS 282.1010.2 en combinaison avec la poignée de manœuvre 206.1400.0.

- Excellente propriété glissante et confort optimal pour les patients
- Travail simplifié, nécessite moins de force
- Gain de temps et réduction des coûts, la manipulation est possible par une seule personne
- Parfaitement adapté pour le transfert sur une table de radiologie
- Transfert de patients jusqu'à 300 kg
- Pas d'investissement supplémentaire, peut s'utiliser comme matelas standard



**206.3830.0 Support de bouteille d'oxygène**

en tôle d'acier thermolaquée RAL 9006, montage au-dessous du dossier, pour bouteille d'oxygène de 2,5 l, fixation de la bouteille par bande autograppante.

**206.3990.0 Porte-rouleau de papier**

(sans ill.) pour rouleaux de 500 mm de large.

## Protection efficace grâce à une technologie antimicrobienne innovante



Le revêtement par pulvérisation contient des additifs anti-microbiens.



Les additifs lient les bactéries et endommagent leurs cellules de différente manière afin d'entraver leur fonctionnement normal et de stopper leur reproduction.



Ces additifs se concentrent à la surface pour y déployer leur action protectrice contre les bactéries et microbes contaminants.



Les agents pathogènes (bactéries, champignons et moisissures) meurent.



Barrières latérales



Poignée de manœuvre et déclenchement pour le réglage de la partie dorsale



Bouton/levier de déverrouillage des barrières latérales

## **Systèmes de transport de patients STL 285 et STS 282 avec revêtement antimicrobien**

Un revêtement antimicrobien de nos systèmes de transport STL et STS permet une réduction constante et durable de la colonisation bactérienne, de l'apparition de moisissure et de la prolifération fongique. Le revêtement antimicrobien fait reculer jusqu'à 80 % certains agents pathogènes en l'espace de 15 min et jusqu'à 99 % au cours des deux premières heures.

L'utilisation des surfaces antimicrobiennes vient compléter la procédure hygiénique indispensable et augmente par une action combinée la protection face aux agents pathogènes potentiellement dangereux. Le revêtement antimicrobien inhibe la croissance d'une large palette de microorganismes :  
MRSA, E.coli, Salmonelles, Légionelles, Aspergillus niger.  
Vous trouverez de plus amples informations en consultant le site [www.biocote.com](http://www.biocote.com).


### **Aucune modification de votre système de transport**

Le système de transport ne subit pas de modification extérieure, le revêtement antimicrobien n'entrave pas ses performances.

### **Longue durée de vie**

La capacité antimicrobienne ne diminue pas, ne s'use pas, elle ne peut pas être éliminée au lavage et perdure pendant toute la durée de vie du produit.

## Diminution proportionnelle de MRSA et E.coli sur une surface protégée (ISO 22196:2011)



La technologie antimicrobienne à ions d'argent freine la multiplication des microbes jusqu'à 99 % au cours des deux premières heures.

## Les microbes ont une très longue durée de vie sur les surfaces non traitées :

| Microbe           | Durée de vie                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| MRSA              | jusqu'à 7 mois                                |
| Salmonelles       | 14 jours                                      |
| Aspergillus niger | les traces survivent pendant plusieurs années |
| E.coli            | jusqu'à 16 mois                               |





## **Systèmes de transport de patients STL et STS**

### **Protection efficace grâce à une technologie antimicrobienne innovante**

#### **Sécurité**

L'action antimicrobienne est obtenue par addition d'ions d'argent, lesquels constituent une protection de chaque instant pour le système de transport. Les additifs utilisés ne contiennent pas de nanotechnologies. Le revêtement est de couleur neutre et est utilisé dans les zones du système de transport particulièrement exposées et sollicitées au vu des prescriptions relatives à l'hygiène.

- Barrières latérales
- Bouton/levier de déverrouillage des barrières latérales
- Poignée de manœuvre et déclenchement pour le réglage de la partie dorsale

#### **Protection efficace grâce à une technologie antimicrobienne innovante**

- Les maladies dues aux bactéries progressent
- Les normes en matière d'hygiène sont de plus en plus strictes
- Les microbes sont partout
- On retrouve des bactéries nuisibles telles que MRSA même sur les surfaces les plus propres, où elles représentent une menace sanitaire réelle

#### **Les avantages de la technologie à ions d'argent**

- Ils sont efficaces contre les bactéries, les moisissures et les champignons
- On ne connaît jusqu' présent aucune résistance à la technologie des ions d'argent, elle s'est avérée efficace contre les souches bactériennes résistantes
- Ils ont une action permanente et complètent la procédure de nettoyage

Le revêtement antimicrobien est testé selon la norme ISO 22196:2011 pour la réduction des microbes. Seuls les revêtements avec une réduction minimum de 95 % sont autorisés.



‘ Une entreprise forte, sur laquelle on peut compter – compétente, sincère, loyale et fiable. ’

Ces valeurs se reflètent dans nos produits et leur qualité. Une combinaison de durabilité, de technologie de pointe qui fait référence et un design attrayant.

L’innovation, c’est une tradition chez nous. Depuis plus de 95 ans, nous développons et produisons des produits de technologie médicale auxquels les médecins et les patients du monde entier font confiance.

Nos produits sont créés en étroite collaboration avec des professionnels de la santé et grâce à l’expertise et à la passion de nos collaborateurs.

Grâce à un développement constant et à nos exigences élevées en matière de qualité et de fonctionnalité, SCHMITZ occupe une position de leader sur le marché avec ses produits et ses services.

SCHMITZ – votre partenaire pour la technique médicale dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.







Fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie



Fauteuils d'examen et de traitement pour l'urologie



Vidéocolposcope Full HD intégré et mobile



Concept modulaire de soins et de collecte



Mobilier médical à usage général



SCHMITZ Care® Connect



reddot award 2017  
winner







## Contact

SCHMITZ medical GmbH  
Zum Ostefeld 29  
58739 Wickede (Ruhr)  
Allemagne



Tous les dispositifs portant le marquage CE des dispositifs médicaux, en lien avec nos accessoires, se conforment aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ainsi qu'aux exigences de la loi portant modification de la loi sur les dispositifs médicaux, et sont considérés comme des dispositifs médicaux de la classe de risque I.



Tous les dispositifs portant le simple marquage CE se conforment aux exigences de la Directive basse tension 2014/35/UE ainsi qu'à celles de l'Ordonnance sur le matériel électrique.

Pour connaître les utilisations prévues, veuillez également vous référer aux instructions d'utilisation !

tél. +49 (0)2377 84 0

télec. +49 (0)2377 84 162

[zentrale@schmitz-medical.com](mailto:zentrale@schmitz-medical.com)

Département des exportations :

tél. +49 (0)2377 84 0

télec. +49 (0)2377 84 135

[export@schmitz-medical.com](mailto:export@schmitz-medical.com)

Service technique, hotline :

tél. +49 (0)2377 84 549

télec. +49 (0)2377 84 210

[service@schmitz-medical.com](mailto:service@schmitz-medical.com)

Visitez notre site internet pour plus d'informations concernant nos agences à l'étranger.

[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)



\* Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM.

Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimes variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis.

Prix forfaitaire 3,00 Euro.

Catalogue SCHMITZ No. 81, 04.2025 FR